



- Maak kennis met de DR4900 spectrofotometer

Moeiteloze precisie voor uw laboratorium

Vereenvoudig de workflow van uw laboratorium, verminder fouten en blijf met vertrouwen voldoen aan alle voorschriften. Deze benchtop spectrofotometer van de volgende generatie is ontwikkeld voor laboratoriumprofessionals die hoge eisen stellen aan nauwkeurigheid en efficiëntie. Als opvolger van de vertrouwde DR3900 biedt hij maximale gebruiksvriendelijkheid en minimale tijdverspilling.

De nieuwe DR4900 van Hach® bouwt voort op tientallen jaren expertise en wordt ondersteund door snelle, deskundige service. Het instrument is ontworpen om te voldoen aan de veranderende eisen van moderne wateranalyses. Alles wat gebruikers waarderen aan de bestaande Hach-spectrofotometers is verder verfijnd en opnieuw ontworpen voor de veeleisende workflows van vandaag.



NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Bewezen technologie, moderne interface

De DR4900 spectrofotometer behoudt de vertrouwde basis van de DR3900, nu uitgebreid met een 10-inch touchscreen en een moderne gebruikersinterface. Dit verkort de trainingstijd en versnelt routinematige workflows. Het zijn de vertrouwde prestaties waar laboratoriumprofessionals op vertrouwen – verder verbeterd voor de eisen van vandaag.

Betrouwbare resultaten met ongeëvenaarde diagnostische functies

Temperatuur- en troebelheidsdiagnostiek helpen veelvoorkomende testfouten te voorkomen, verminderen herwerk en zorgen voor consistente, betrouwbare nauwkeurigheid. Zo blijven zowel uw workflows als de naleving van regelgeving gewaarborgd.

Bij gebruik van LCK-ampulchemicaliën controleert de DR4900 automatisch de temperatuur en troebelheid van uw test en waarschuwt hij wanneer deze buiten het toegestane bereik vallen. Zo kunt u bij elke meting vertrouwen op betrouwbare resultaten.

Vertrouwen in elke stap, van begin tot eind

Gebruikers van de DR4900 profiteren van end-to-end expertise op het gebied van instrumenten, chemicaliën en service. Dit betekent snellere oplossingen, diepere inzichten en consistente resultaten – allemaal van één vertrouwde partner.



Belangrijkste voordelen:

1. Moderne touchscreen interface

Navigeer moeiteloos via het heldere 10-inch touchscreen en de vernieuwde gebruikersinterface. Het intuïtieve ontwerp verkort de trainingstijd en versnelt routinematige workflows.

2. Ingebouwde diagnostische intelligentie

Nieuwe temperatuur- en troebelheidsdiagnostiek zorgen voor meer vertrouwen in elk resultaat en verbeteren zowel de operationele efficiëntie als de nalevingsrapportage.

3. Fouten verminderen, vertrouwen vergroten

Tien metingen op flesjes met streepjescodes zorgen ervoor dat u elke keer het juiste resultaat behaalt en helpen fouten op te sporen die de meetresultaten kunnen beïnvloeden.

4. Snel en nauwkeurig

Meer dan 220 voorgeprogrammeerde methoden met eenvoudige reagensherkenning.

5. Begeleide procedures

Stap-voor-stapgidsen zorgen voor consistente resultaten.

6. Verwijderbaar monstercelcompartiment voor eenvoudige reiniging

Vereenvoudigde reiniging en onderhoud van het monstercelcompartiment maken het gemakkelijker om uw DR4900-instrument te verzorgen, zelfs bij morsen.

7. Eenvoudige identificatie van flacons

De 2D-barcode op het LCK-flesje wordt automatisch gelezen door de Hach DR-spectrofotometer, zodat direct de juiste methode wordt herkend en de meting correct wordt uitgevoerd.

Met Hach Service beschikt u over een wereldwijde partner die begrijpt wat u nodig heeft en zich inzet voor tijdige, hoogwaardige en betrouwbare ondersteuning. Onze teams voor Technical Support, Field Service en Central Service bundelen hun expertise om u te helpen de inzetbaarheid van instrumenten te maximaliseren, de integriteit van gegevens te waarborgen, operationele stabiliteit te behouden en nalevingsrisico's te verminderen.

