




Be Right™



SAC950, Ba Monsterwisselaar, met kabels

Productnr.: R41T044

VEROUDERD ITEM

Dit item is niet meer beschikbaar.

Probleemloze monsterbehandeling dankzij totale automatisering

Uitgebreide monsterwisselaar voor automatisering van grote monsterseries en monsterrekken met meerdere radii voor max. 70 monsters

Compact en aanpasbaar

Flexibel en programmeerbaar

Snel en efficiënt

Veilig en schoon

Specificaties

Afmetingen(H x B x D):	70 mm x 580 mm x 686 mm
Gewicht :	27 kg
Lengte :	686 mm
Type:	Monster wisselaar

Vereiste accessoires

- Monsterrek, 36 posities voor SAC950, bekercs van 100 mL (Radiometer Analytical) (Item X91T085)